






## Produktdatenblatt REF 55.08.88

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |                                 |                              |                         |
|---|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Artikel   | 55.08.88                        | Olive f Tunnelierung Paar8mm |                         |
| VK-Einheit  | Pack2                           | Zoll Nr.                     | 90189084                |
| GMDN Code   | 11268                           | GTIN                         | 04046826072810          |
| Risikoklasse  | 1r (EU MDR)                     | UMDNS-Code                   | 16-985                  |
| Klassifizierung   | 6 (EU MDR)                      | Basis UDI-DI                 | 4046826;B;R004;01;aj;4W |
| Gewicht (kg)  | 0,010                           | Gebrauchsanweisung           | GATDR00X                |
| Latex frei  | nicht zutreffend                | Aufbereitungsanweisung       | MPK01-1                 |
|   |                                 |                              |                         |
| Medicon Medien  | 450.00.53 (Katalog Kardio )     |                              |                         |
| Hauptbild   |                                 | Detailbild                   |                         |
|   |                                 |                              |                         |
| Maße  | 8mm                             | Beschichtung                 |                         |
| Lagerungsbedingungen  |                                 |                              |                         |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich  |                                 |                              |                         |
| Werkstoffe  |                                 |                              |                         |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |                              |                         |
| Hauptteil   | 1.4305 (X8CrNiS18-9)            |                              |                         |