



Produktdatenblatt REF 55.08.94

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	55.08.94	Adapter f Tunnelierung	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35384	GTIN	04046826072858
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	16-985
Klassifizierung	2 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,010	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03
			
Medicon Medien	450.00.53 (Katalog Kardio)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4305 (X8CrNiS18-9)		