








## Produktdatenblatt REF 55.10.25

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	55.10.25	DeBakey Gefäßdilator Ø 2.5mm 19cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	11268	GTIN	04046826072964
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-268
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Gewicht (kg)	0,019	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03-1
 			
Medicon Medien	450.00.53 (Katalog Kardio )		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	Ø 2.5mm 19cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4305 (X8CrNiS18-9) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		