







Produktdatenblatt REF 55.10.40

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	55.10.40	DeBakey Gefäßdilator Ø 4.0mm 19cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	11268	GTIN	04046826072995
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-268
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Gewicht (kg)	0,020	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03-1
 			
Medicon Medien	450.00.53 (Katalog Kardio)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	Ø 4.0mm 19cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4305 (X8CrNiS18-9) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		