



Produktdatenblatt REF 55.10.70

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	55.10.70	DeBakey Gefäßdilator Ø 7.0mm 19cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	11268	GTIN	04046826073039
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-268
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Gewicht (kg)	0,027	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03-1



Medicon Medien 450.00.53 (Katalog Kardio)

Hauptbild

Detailbild



Maße Ø 7.0mm 19cm

Beschichtung

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Griff	1.4305 (X8CrNiS18-9)