








## Produktdatenblatt REF 55.11.15

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	55.11.15	Cooley Atriumhaken gez45x30mm 25cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	45918	GTIN	04046826073107
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-379
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Gewicht (kg)	0,120	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK20-1
 			
Medicon Medien	450.00.53 (Katalog Kardio )		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	45x30mm 25cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4301 (X5CrNi18-10)		