







## Produktdatenblatt REF 55.15.15

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |   |   |                         |
|---|---|---|-------------------------|
| Artikel   | 55.15.15                                    | DeBakey Gefäßschere 45° 23cm HM   |                         |
| VK-Einheit  | Stück                                       | Zoll Nr.  | 90189084                |
| GMDN Code   | 44354                                       | GTIN  | 04046826073336          |
| Risikoklasse  | 1r (EU MDR)                                 | UMDNS-Code  | 13-482                  |
| Klassifizierung   | 6 (EU MDR)                                  | Basis UDI-DI  | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Gewicht (kg)  | 0,052                                       | Gebrauchsanweisung  | GATDR00X                |
| Latex frei  | nicht zutreffend                            | Aufbereitungsanweisung  | MPK23-1                 |
|   |   |   |                         |
| Medicon Medien  | 450.00.53 (Katalog Kardio )                 |   |                         |
| Hauptbild   |   | Detailbild  |                         |
|   |   |  |                         |
| Maße  | 45° 23cm                                    | Beschichtung  |                         |
| Lagerungsbedingungen  |   |   |                         |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich  |   |   |                         |
| Werkstoffe  |   |   |                         |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)             |   |                         |
| Hauptteil<br>Schraube   | 1.4117 (X38CrMoV15)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9) |   |                         |