



## Produktdatenblatt REF 55.33.10

11.12.2025

| Allgemeine Daten                                                                                                                                                              |                                 |                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Artikel                                                                                                                                                                       | 55.33.10                        | Cooley Gefäßklemme ger14cm AT |                         |
| VK-Einheit                                                                                                                                                                    | Stück                           | Zoll Nr.                      | 90189084                |
| GMDN Code                                                                                                                                                                     | 62468                           | GTIN                          | 04046826073794          |
| Risikoklasse                                                                                                                                                                  | 1r (EU MDR)                     | UMDNS-Code                    | 15-882                  |
| Klassifizierung                                                                                                                                                               | 6 (EU MDR)                      | Basis UDI-DI                  | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Gewicht (kg)                                                                                                                                                                  | 0,018                           | Gebrauchsanweisung            | GATDR00X                |
| Latex frei                                                                                                                                                                    | nicht zutreffend                | Aufbereitungsanweisung        |                         |
| <div></div> |                                 |                               |                         |
| Medicon Medien                                                                                                                                                                | 450.00.53 (Katalog Kardio )     |                               |                         |
| Hauptbild                                                                                                                                                                     |                                 | Detailbild                    |                         |
|          |                                 |                               |                         |
| Maße                                                                                                                                                                          | 14cm                            | Beschichtung                  |                         |
| Lagerungsbedingungen                                                                                                                                                          |                                 |                               |                         |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich                                                                                                                            |                                 |                               |                         |
| Werkstoffe                                                                                                                                                                    |                                 |                               |                         |
|                                                                                                                                                                               | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |                               |                         |
| Hauptteil                                                                                                                                                                     | 1.4021 (X20Cr13)                |                               |                         |