



## Produktdatenblatt REF 55.33.57

11.12.2025

| Allgemeine Daten |                  |                                       |                         |
|------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Artikel          | 55.33.57         | Castaneda Neonatal Klemme 11cm 90° AT |                         |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.                              | 90189084                |
| GMDN Code        | 62468            | GTIN                                  | 04046826074005          |
| Risikoklasse     | 1r (EU MDR)      | UMDNS-Code                            | 15-882                  |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDR)       | Basis UDI-DI                          | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Gewicht (kg)     | 0,025            | Gebrauchsanweisung                    | GATDR00X                |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung                | MPK23-1                 |



|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Medicon Medien | 450.00.53 (Katalog Kardio ) |
|----------------|-----------------------------|

## Hauptbild

## Detailbild



|      |          |              |  |
|------|----------|--------------|--|
| Maße | 11cm 90° | Beschichtung |  |
|------|----------|--------------|--|

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
|           | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
| Hauptteil | 1.4021 (X20Cr13)                |