








Produktdatenblatt REF 55.39.83

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	55.39.83	Cooley Gefäßklemme 17cm 65° 34mm AT	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	62468	GTIN	04046826074562
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-882
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Gewicht (kg)	0,039	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK23-1
 			
Medicon Medien	450.00.53 (Katalog Kardio)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	17cm 65° 34mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		