







## Produktdatenblatt REF 55.44.41

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	55.44.41	DeBakey Glover Gefäßklemme geb22.0cm AT Ti	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	62468	GTIN	04046826450472
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-882
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Gewicht (kg)	0,039	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	ja	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	451.04.41 (Prospekt Titan-Instrumente f d Herz- u Gefäßchirurgie)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	22.0cm	Beschichtung	Künstlich erzeugte Oxidschicht (Interferenzfarben) auf der Oberfläche von Titanprodukten
Lagerungsbedingungen			
			
Werkstoffe			
	<b>Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)</b>		
<b>Hauptteil</b>	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		
<b>Sonstiges</b>	3.7035 (ASTM_Grade_2)		