








## Produktdatenblatt REF 55.59.18

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	55.59.18	Cooley Gefäßklemme 18.5cm AT	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	62468	GTIN	04046826074869
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-882
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Gewicht (kg)	0,035	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK23-1
 			
Medicon Medien	450.00.53 (Katalog Kardio )		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	18.5cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		