







Produktdatenblatt REF 55.74.55

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikel | 55.74.55 | DeBakey Harken Gefäßklemme25.5cm AT | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 62468 | GTIN | 04046826075170 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-882 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Gewicht (kg) | 0,085 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK23-1 |
|   | | | |
| Medicon Medien | 450.00.53 (Katalog Kardio) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|   | | | |
| Maße | 25.5cm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4021 (X20Cr13) | | |