



Produktdatenblatt REF 55.86.45

11.12.2025


Allgemeine Daten			
Artikel	55.86.45	Dardik Gefäßklemme 16.0cm 45° AT	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	62468	GTIN	04046826075491
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-882
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Gewicht (kg)	0,050	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK23-1



Medicon Medien 450.00.53 (Katalog Kardio)

Hauptbild

Detailbild



Maße 16.0cm 45° Beschichtung

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)