



## Produktdatenblatt REF 56.74.06

11.12.2025


| Allgemeine Daten |                  |                                     |                         |
|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikel          | 56.74.06         | Biemer Müller Approximator ger6.0mm |                         |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.                            | 90189084                |
| GMDN Code        | 17675            | GTIN                                | 04046826075804          |
| Risikoklasse     | 1r (EU MDR)      | UMDNS-Code                          | 17-675                  |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDR)       | Basis UDI-DI                        | 4046826;B;R002;05;ah;4W |
| Gewicht (kg)     | 0,003            | Gebrauchsanweisung                  | GATDR00X                |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung              | MPK20-1                 |



|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Medicon Medien | 450.00.53 (Katalog Kardio ) |
|----------------|-----------------------------|

## Hauptbild

## Detailbild



|      |       |              |  |
|------|-------|--------------|--|
| Maße | 6.0mm | Beschichtung |  |
|------|-------|--------------|--|

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
|           | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
| Hauptteil | 1.4310 (X10CrNi18-8)            |