



Produktdatenblatt REF 56.74.09

11.12.2025



Allgemeine Daten			
Artikel	56.74.09	Biemer Müller Approximator ger9.0mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	17675	GTIN	04046826075811
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	17-675
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;05;ah;4W
Gewicht (kg)	0,003	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK20-1



Medicon Medien	450.00.53 (Katalog Kardio)
----------------	-----------------------------

Hauptbild

Detailbild



Maße	9.0mm	Beschichtung	
------	-------	--------------	--

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	1.4310 (X10CrNi18-8)