



Produktdatenblatt REF 56.78.04

11.12.2025


| Allgemeine Daten | | | |
|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikel | 56.78.04 | Müller Approximator Ring9.0mm Ø 4mm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 17675 | GTIN | 04046826075880 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 17-675 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Gewicht (kg) | 0,015 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK20-1 |



Medicon Medien 450.00.53 (Katalog Kardio)

Hauptbild

Detailbild



| | | | |
|------|-------------|--------------|--|
| Maße | 9.0mm Ø 4mm | Beschichtung | |
|------|-------------|--------------|--|

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
|-----------|---------------------------------|
| Hauptteil | 1.4310 (X10CrNi18-8) |