








Produktdatenblatt REF 56.80.04

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Artikel | 56.80.04 | Mehdorn Gefäßclip4x1.0mm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 17675 | GTIN | 04046826075910 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 16-028 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R002;05;ah;4W |
| Gewicht (kg) | 0,001 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK20-1 |
|   | | | |
| Medicon Medien | 450.00.53 (Katalog Kardio) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|    | | | |
| Maße | 4x1.0mm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |