








Produktdatenblatt REF 56.81.04

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	56.81.04	Mehdorn Gefäßclip4x1.4mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	17675	GTIN	04046826075941
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-028
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;05;ah;4W
Gewicht (kg)	0,001	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK20-1
 			
Medicon Medien	450.00.53 (Katalog Kardio)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	4x1.4mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4310 (X10CrNi18-8)		