







## Produktdatenblatt REF 56.85.47

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	56.85.47	Doppelklemme Approximator8mm A	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	17675	GTIN	04046826076276
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	17-675
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Gewicht (kg)	0,001	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK20-1
 			
Medicon Medien	450.00.53 (Katalog Kardio ) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie )		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	8mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4310 (X10CrNi18-8)		