








Produktdatenblatt REF 56.85.57

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------------|
| Artikel | 56.85.57 | Doppelklemme Approximator17mm V | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 17675 | GTIN | 04046826076344 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 17-675 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Gewicht (kg) | 0,006 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK20-1 |
|   | | | |
| Medicon Medien | 450.00.53 (Katalog Kardio) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|    | | | |
| Maße | 17mm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |