



Produktdatenblatt REF 56.87.35

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	56.87.35	Biemer Gefäßapproximator klein	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	17675	GTIN	04046826076665
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	17-675
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;05;ah;4W
Gewicht (kg)	0,010	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien	450.00.53 (Katalog Kardio) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Sonstiges	1.4021 (X20Cr13)		