



Produktdatenblatt REF 56.87.45

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	56.87.45	Biemer Clip Anl Pinz m Sperre14.5cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35798	GTIN	04046826076689
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-904
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Gewicht (kg)	0,029	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK23-1
			
Medicon Medien	450.00.53 (Katalog Kardio) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	14.5cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Sonstiges	1.4021 (X20Cr13)		