








## Produktdatenblatt REF 57.07.33

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |                                 |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|
| Artikel   | 57.07.33                        | Kerrison Stz un schmale Stanzpl18cm 3mm 40° HM |  |
| VK-Einheit  | Stück                           | Zoll Nr.                                       | 90189084   |
| GMDN Code   | 35541                           | GTIN   | 04046826077730   |
| Risikoklasse  | 1r (EU MDR)                     | UMDNS-Code                                     | 13-231   |
| Klassifizierung   | 6 (EU MDR)                      | Basis UDI-DI                                   | 4046826;B;R003;06;ai;5X  |
| Gewicht (kg)  | 0,196                           | Gebrauchsanweisung                             | GATDR00X   |
| Latex frei  | nicht zutreffend                | Aufbereitungsanweisung                         | MPK20-1  |
|     |                                 |  |  |
| Medicon Medien  |                                 |  |  |
| Hauptbild   |                                 | Detailbild                                     |  |
|    |                                 |  |  |
| Maße  | 18cm 3mm 40°                    | Beschichtung                                   | Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten |
| Lagerungsbedingungen  |                                 |  |  |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich  |                                 |  |  |
| Werkstoffe  |                                 |  |  |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |  |  |
| Hauptteil   | 1.4021 (X20Cr13)                |  |  |
| Schraube  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)            |  |  |
| Griff   | 1.4021 (X20Cr13)                |  |  |
| Sonstiges   | 1.4310 (X10CrNi18-8)            |  |  |