








Produktdatenblatt REF 57.08.33

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	57.08.33	Kerrison Stz un18cm 3mm 90°	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35541	GTIN	04046826078096
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Gewicht (kg)	0,200	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK20-1
 			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	18cm 3mm 90°	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Griff	1.4021 (X20Cr13)		
Sonstiges	1.4310 (X10CrNi18-8)		