







Produktdatenblatt REF 57.08.84

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Artikel | 57.08.84 | Kerrison Stz ob20cm 4mm 40° | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 35541 | GTIN | 04046826078409 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-231 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Gewicht (kg) | 0,200 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK20-1 |
|   | | | |
| Medicon Medien | | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|   | | | |
| Maße | 20cm 4mm 40° | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Schraube | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Griff | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Sonstiges | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |