







Produktdatenblatt REF 57.09.71

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	57.09.71	Kerrison Stz ob schmale Stanzpl aw20cm 3mm 40° HM	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35541	GTIN	04046826079086
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Gewicht (kg)	0,280	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK20-1
 			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	20cm 3mm 40°	Beschichtung	Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Schraube	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		