







Produktdatenblatt REF 57.11.26

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	57.11.26	Kerrison Stz ob aw20cm 2mm 40° MC (Micro)	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35541	GTIN	04046826079390
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Gewicht (kg)	0,280	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK20-1
 			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
 <p>Griff (klein) Handle (small) Mango (pequeno) Maniche (petit) Manico (piccolo)</p>			
Maße	20cm 2mm 40°	Beschichtung	Künstlich erzeugte PVD Schicht aus Titan Aluminium Nitrit z.B. Magic Cut Scheren
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Schraube	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		