







Produktdatenblatt REF 57.11.81

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	57.11.81	Cushing Rongeur aufgew 16cm 2x5mm 30° MC Micro	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35541	GTIN	04046826079765
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-669
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Gewicht (kg)	0,250	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK20-1
 			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	16cm 2x5mm 30°	Beschichtung	Künstlich erzeugte PVD Schicht aus Titan Aluminium Nitrit z.B. Magic Cut Scheren
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Schraube	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Sonstiges	1.4310 (X10CrNi18-8)		