









Produktdatenblatt REF 57.12.75

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|--|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Artikel | 57.12.75 | DilatationssetØ 18mm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 45182 | GTIN | 04046826371890 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-215 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R004;01;aj;4W |
| Gewicht (kg) | 0,100 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK23-1 |
|   | | | |
| Medicon Medien | | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|    | | | |
| Maße | Ø 18mm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
|  | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |