




Produktdatenblatt REF 57.13.11

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	57.13.11	PEEK trocar sleeve 45mm Ø 11mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	45182	GTIN	04046826453602
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-260
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,003	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK01
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
Maße	45mm Ø 11mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	PEEK (Polyetheretherketon)		