







Produktdatenblatt REF 57.20.32

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	57.20.32	Cushing Rongeur aufgew 13cm 2x10mm 30°	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35541	GTIN	04046826081782
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-669
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Gewicht (kg)	0,060	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK20-1
 			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	13cm 2x10mm 30°	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Schraube	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Griff	1.4021 (X20Cr13)		
Sonstiges	1.4310 (X10CrNi18-8)		