



Produktdatenblatt REF 57.23.40

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	57.23.40	Caspar Rongeur aufgew 14.0cm 3x12mm 30°	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35541	GTIN	04046826082390
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-669
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Gewicht (kg)	0,060	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK20-1



Medicon Medien

Hauptbild	Detailbild
-----------	------------



Maße	14.0cm 3x12mm 30°	Beschichtung	
------	-------------------	--------------	--

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)
Schraube	1.4301 (X5CrNi18-10)
Sonstiges	1.4310 (X10CrNi18-8)