








Produktdatenblatt REF 57.23.75

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|---------------------------------|--|-------------------------|
| Artikel | 57.23.75 | Caspar Rongeur aufgew18.5cm 5x14mm 30° | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 35541 | GTIN | 04046826082550 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-669 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Gewicht (kg) | 0,060 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK20-1 |
|   | | | |
| Medicon Medien | | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|    | | | |
| Maße | 18.5cm 5x14mm 30° | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Schraube | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Sonstiges | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |