







Produktdatenblatt REF 57.28.11

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|--|---|--|-------------------------|
| Artikel | 57.28.11 | Kerrison DieBlauen Stz ob aw20cm 1mm 40° | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 35541 | GTIN | 04046826404192 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-231 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Gewicht (kg) | 0,000 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK20-2 |
|   | | | |
| Medicon Medien | 450.00.37 (Katalog HNO) 451.04.57 (Prospekt Medicon DieBlauen Zerlegbare Stanzen m Silikongr) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|   | | | |
| Maße | 20cm 1mm 40° | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil Schraube Griff | 1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10) ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk) | | |