







Produktdatenblatt REF 57.30.51A

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|---|---|--|
| Artikel | 57.30.51A | Kerrison DieBlauen zerv schm Stzpl18cm 1mm 40° MC | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 35541 | GTIN | 04046826461102 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-231 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Gewicht (kg) | 0,000 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK20-2 |
|   | | | |
| Medicon Medien | 451.04.57 (Prospekt Medicon DieBlauen Zerlegbare Stanzen m Silikongr) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|   | | | |
| Maße | 18cm 1mm 40° | Beschichtung | Künstlich erzeugte PVD Schicht aus Titan Aluminium Nitrit z.B. Magic Cut Scheren |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Schraube | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Griff | ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk) | | |