





## Produktdatenblatt REF 57.30.82

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |                                 |  |                         |
|---|---------------------------------|--|-------------------------|
| Artikel   | 57.30.82                        | Kerrison DieBlauen Stz aufgeb20 cm 2mm 40° |                         |
| VK-Einheit  | Stück                           | Zoll Nr.                                   | 90189084                |
| GMDN Code   | 35541                           | GTIN                                       | 04046826486143          |
| Risikoklasse  | 1r (EU MDR)                     | UMDNS-Code                                 | 13-231                  |
| Klassifizierung   | 6 (EU MDR)                      | Basis UDI-DI                               | 4046826;B;R003;05;ai;5L |
| Gewicht (kg)  | 0,000                           | Gebrauchsanweisung                         | GATDR00X                |
| Latex frei  | nicht zutreffend                | Aufbereitungsanweisung                     | MPK20-2                 |
|   |                                 |  |                         |
| Medicon Medien  |                                 |  |                         |
| Hauptbild   |                                 | Detailbild                                 |                         |
|   |                                 |  |                         |
| Maße  | 20 cm 2mm 40°                   | Beschichtung                               |                         |
| Lagerungsbedingungen  |                                 |  |                         |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich  |                                 |  |                         |
| Werkstoffe  |                                 |  |                         |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |  |                         |
| Hauptteil   | 1.4021 (X20Cr13)                |  |                         |