







## Produktdatenblatt REF 57.36.25

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	57.36.25	Toennis Dissektor d/e3.5/5mm 24cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	11290	GTIN	04046826083458
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-218
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;04;aj;5X
Gewicht (kg)	0,020	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03-1
 			
Medicon Medien	450.00.53 (Katalog Kardio )		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	3.5/5mm 24cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		