



Produktdatenblatt REF 57.37.01

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	57.37.01	Cushing Rong aw17.0cm 2x5mm 30° MC Micro DieBlauen.2	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35541	GTIN	04046826449407
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-669
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien	451.04.58 (Medicon DieBLAUEN.2 Zerlegbare Rongeure m Silikongriff)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	17.0cm 2x5mm 30°	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Schraube Griff	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9) ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)		