



Produktdatenblatt REF 57.37.04

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	57.37.04	Cushing DieBlauen Rong aufgew18cm 2x10mm 30° MC	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35541	GTIN	04046826449438
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-669
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK20-2
			
Medicon Medien	451.04.58 (Medicon DieBLAUEN.2 Zerlegbare Rongeure m Silikongriff)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	18cm 2x10mm 30°	Beschichtung	Künstlich erzeugte PVD Schicht aus Titan Aluminium Nitrit z.B. Magic Cut Scheren
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Schraube Griff	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9) ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)		