







## Produktdatenblatt REF 57.37.05

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	57.37.05	Cushing DieBlauen Rong aufgew gez17.0cm 2x5mm 30°	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35541	GTIN	04046826467982
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-669
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	451.04.58 (Medicon DieBLAUEN.2 Zerlegbare Rongeure m Silikongriff)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	17.0cm 2x5mm 30°	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Griff	ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)		