






Produktdatenblatt REF 57.37.50

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	57.37.50	Caspar Rongeur ger15.5cm 2x14mm DieBlauen.2	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35541	GTIN	04046826449575
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-669
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK20-2
 			
Medicon Medien	451.04.58 (Medicon DieBLAUEN.2 Zerlegbare Rongeur m Silikongriff)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	15.5cm 2x14mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Griff	ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)		