






Produktdatenblatt REF 57.39.53

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	57.39.53	suct a irrig tube 18cm fig 3	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	38749	GTIN	04046826083755
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-206
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,018	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	18cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Griff	1.4305 (X8CrNiS18-9)		