



Produktdatenblatt REF 57.45.09

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|--|---|-------------------------|----------------|
| Artikel | 57.45.09 | Valvenhalterung neigbar | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 45182 | GTIN | 04046826083861 |
| Risikoklasse | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 15-253 |
| Klassifizierung | 7 (EU MDD) | Basis UDI-DI | |
| Gewicht (kg) | 0,110 | Gebrauchsanweisung | |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK01 |
|  | | | |
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | | | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4542 (X5CrNiCuNb16-4) | | |