






## Produktdatenblatt REF 57.45.55

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	57.45.55	Segmentring mittel26x50cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	45182	GTIN	04046826084141
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-253
Klassifizierung	7 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,750	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK01
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	26x50cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		