





Produktdatenblatt REF 57.53.10

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|--|---------------------------------|---|----------------|
| Artikel | 57.53.10 | Caspar Valve allein57x22mm for 57.53.05 | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 45182 | GTIN | 04046826085193 |
| Risikoklasse | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 15-253 |
| Klassifizierung | 7 (EU MDD) | Basis UDI-DI | |
| Gewicht (kg) | 0,050 | Gebrauchsanweisung | |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK01 |
|  | | | |
| Medicon Medien | | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | | | |
| Maße | 57x22mm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |