



Produktdatenblatt REF 57.57.35

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	57.57.35	Valve medial45mm for 57.57.51	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	45182	GTIN	04046826086442
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Klassifizierung	7 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,024	Gebrauchsanweisung	G575300
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK01
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	45mm	Beschichtung	Künstlich erzeugte PVD Schicht aus Titan Aluminium Nitrit z.B. Magic Cut Scheren
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Schraube	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		