



Produktdatenblatt REF 57.58.44

11.12.2025


| Allgemeine Daten | | | |
|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Artikel | 57.58.44 | Piccolino Spekulum 85mm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 45182 | GTIN | 04046826384036 |
| Risikoklasse | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-390 |
| Klassifizierung | 7 (EU MDD) | Basis UDI-DI | |
| Gewicht (kg) | 0,000 | Gebrauchsanweisung | G575752 |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK02 |



Medicon Medien

Hauptbild

Detailbild



| | | | |
|------|------|--------------|--|
| Maße | 85mm | Beschichtung | Künstlich erzeugte PVD Schicht aus Titan Nitrit z.B. Blackline Scheren |
|------|------|--------------|--|

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
|-----------|---------------------------------|
| Hauptteil | 1.4021 (X20Cr13) |