






Produktdatenblatt REF 57.60.83

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|--|---------------------------------|---|----------------|
| Artikel | 57.60.83 | Valve lateral konisch40mm 12x8mm PEEK | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 45182 | GTIN | 04046826405205 |
| Risikoklasse | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-390 |
| Klassifizierung | 7 (EU MDD) | Basis UDI-DI | |
| Gewicht (kg) | 0,000 | Gebrauchsanweisung | |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK01 |
|  | | | |
| Medicon Medien | | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | |  | |
| Maße | 40mm 12x8mm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | PEEK (Polyetheretherketon) | | |