



## Produktdatenblatt REF 57.60.95

11.12.2025

| Allgemeine Daten |                  |                          |                         |
|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| Artikel          | 57.60.95         | Adson Bohrführungszg15cm |                         |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.                 | 90189084                |
| GMDN Code        | 35095            | GTIN                     | 04046826087883          |
| Risikoklasse     | 1r (EU MDR)      | UMDNS-Code               | 15-221                  |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDR)       | Basis UDI-DI             | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Gewicht (kg)     | 0,068            | Gebrauchsanweisung       | GATDR00X                |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung   | MPK23-1                 |



Medicon Medien

| Hauptbild | Detailbild |
|-----------|------------|
|-----------|------------|



|      |      |              |  |
|------|------|--------------|--|
| Maße | 15cm | Beschichtung |  |
|------|------|--------------|--|

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|           | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
|-----------|---------------------------------|
| Hauptteil | 1.4021 (X20Cr13)                |